

## UltraSeal XT® hydro™

Pit & Fissure Sealant

Description:

UltraSeal XT® hydro™ is a 53% filled, light-cure, radiopac, methacrylate-based, thixotropic resin sealant. It is hydrophilic and has a self-adhesive quality. UltraSeal XT® hydro™ chemistry provides the option of a visual verification for marginal retention with the use of a UV light, upon placement and at recall visits. The UV light is not included in the UltraSeal XT® hydro™ kit.

Indications for Use: Use UltraSeal XT® hydro™ for prophylactic sealing of pits and fissures.

Directions for Use

Pit and fissure sealant

1. Attach Inspiral® Brush tip or Blue Micro® tip to Ultra-Etch® 35%.

2. Attach Inspiral® Brush tip to UltraSeal XT® hydro™ syringe.

3. Using an air abrasion unit, a thin dental fissure/prep bur, air polishing prophylaxis system, a mixture of water and flour of pumice, Consensus Scrub® or UltraPro® Tx Pure Prophy Paste,

clean fissures.

NOTE: UltraPro® Tx Pure Prophy Paste or flour of pumice is recommended over standard prophylaxis paste because it easily rinses from the fissures and will not obstruct the fissure.

4. Isolate teeth being treated to avoid saliva contamination.

5. Apply etch to fissures for 2 seconds. (Figure 1). Rinse etch off tooth.

6. Lightly air dry the tooth to remove standing/pooled/puddled water. Tooth can be moist. Do not desiccate the tooth.

NOTE: If using sodium bicarbonate in air polishing system, repeat the etch/rinse step.

7. Express a small drop of UltraSeal XT® hydro™ to the brush tip prior to applying intraorally. (Figure 2)

8. Using a painting action followed by a light agitation with the brush tips, apply resin to deep fissures. Avoid pooling resin. (Figure 3)

9. Light cure with VALO® LED Curing Light on Standard Power for 20 seconds or 3 seconds on Xtra Power mode. (For lights with output <600mW/cm² cure 40 seconds or for lights with output >600mW/cm² cure for 20 seconds). (Figure 4)

10. Check margins and adjust occlusion, if necessary.

NOTE: As an option, UV light may be used for visual verification of marginal retention. Either the VALO® Curing Light with the BlackLight Lens specifically designed to filter for UV light, or a small UV light, is available through Ultradent. For best results, redirect overhead dental light when using UV light.

Precautions and Warnings:

1. Carefully read and understand all instructions before using UltraSeal XT® hydro™.

2. Clinician and patient should wear UV protective eyewear when curing sealant.

3. When using VALO® Curing Light, the VALO® with the VALO® BlackLight Lens or any UV light, use caution not to shine the light directly toward the eyes.

4. Verify flow of all syringes prior to applying intraorally.

If resistance is met, replace tip and re-check. Use only recommended tips.

5. Store at room temperature.

6. Redirect overhead light to prevent premature polymerization.

7. Resins can be sensitizing. Avoid repeated contact of uncured dental resin with skin. Do not use on patients with a known sensitivity to acrylates or other resins.

If allergic reaction, dermatitis or rash develops, consult a physician.

8. Re-cap immediately following use to avoid polymerization in tip and syringe.

9. Dispose of tips and syringes properly.

10. Keep out of reach of children.

11. Use Ultradent Syringe Covers and/or clean and disinfect syringes between patients.

NOTE: For SDS and additional information about using UltraSeal XT® hydro™ and other related products, please go to [www.ultradent.com](http://www.ultradent.com).

EN

## UltraSeal XT® hydro™

Versiegelung für Grübchen und Fissuren

Beschreibung:

UltraSeal XT® hydro™ ist ein zu 53% gefüllter, lichtcure, radiopak, methacrylat-basisierter, thixotropischer resin sealant. Es ist hydrophilic und hat eine self-adhesive quality. UltraSeal XT® hydro™ chemistry provides the option of a visual verification for marginal retention with the use of a UV light, upon placement and at recall visits. The UV light is not included in the UltraSeal XT® hydro™ kit.

Indications for Use: Use UltraSeal XT® hydro™ for prophylactic sealing of pits and fissures.

Directions for Use

Pit and fissure sealant

1. Attach Inspiral® Brush tip or Blue Micro® tip to Ultra-Etch® 35%.

2. Attach Inspiral® Brush tip to UltraSeal XT® hydro™ syringe.

3. Using an air abrasion unit, a thin dental fissure/prep bur, air polishing prophylaxis system, a mixture of water and flour of pumice, Consensus Scrub® or UltraPro® Tx Pure Prophy Paste,

clean fissures.

NOTE: UltraPro® Tx Pure Prophy Paste or flour of pumice is recommended over standard prophylaxis paste because it easily rinses from the fissures and will not obstruct the fissure.

4. Isolate teeth being treated to avoid saliva contamination.

5. Apply etch to fissures for 2 seconds. (Figure 1). Rinse etch off tooth.

6. Lightly air dry the tooth to remove standing/pooled/puddled water. Tooth can be moist. Do not desiccate the tooth.

NOTE: If using sodium bicarbonate in air polishing system, repeat the etch/rinse step.

7. Express a small drop of UltraSeal XT® hydro™ to the brush tip prior to applying intraorally. (Figure 2)

8. Using a painting action followed by a light agitation with the brush tips, apply resin to deep fissures. Avoid pooling resin. (Figure 3)

9. Light cure with VALO® LED Curing Light on Standard Power for 20 seconds or 3 seconds on Xtra Power mode. (For lights with output <600mW/cm² cure 40 seconds or for lights with output >600mW/cm² cure for 20 seconds). (Figure 4)

10. Check margins and adjust occlusion, if necessary.

NOTE: As an option, UV light may be used for visual verification of marginal retention. Either the VALO® Curing Light with the BlackLight Lens specifically designed to filter for UV light, or a small UV light, is available through Ultradent. For best results, redirect overhead dental light when using UV light.

Precautions and Warnings:

1. Carefully read and understand all instructions before using UltraSeal XT® hydro™.

2. Clinician and patient should wear UV protective eyewear when curing sealant.

3. When using VALO® Curing Light, the VALO® with the VALO® BlackLight Lens or any UV light, use caution not to shine the light directly toward the eyes.

4. Verify flow of all syringes prior to applying intraorally.

If resistance is met, replace tip and re-check. Use only recommended tips.

5. Store at room temperature.

6. Redirect overhead light to prevent premature polymerization.

7. Resins can be sensitizing. Avoid repeated contact of uncured dental resin with skin. Do not use on patients with a known sensitivity to acrylates or other resins.

If allergic reaction, dermatitis or rash develops, consult a physician.

8. Re-cap immediately following use to avoid polymerization in tip and syringe.

9. Dispose of tips and syringes properly.

10. Keep out of reach of children.

11. Use Ultradent Syringe Covers and/or clean and disinfect syringes between patients.

NOTE: For SDS and additional information about using UltraSeal XT® hydro™ and other related products, please go to [www.ultradent.com](http://www.ultradent.com).

DE

## UltraSeal XT® hydro™

Scellant pour creux et fissures

Description :

UltraSeal XT® hydro™ est un scellant rempli à 53%, photopolymérisable, radio-opaque, à base de méthacrylate et à la résine thixotrope. C'est un scellant hydrophilic qui a des qualités d'auto-adhésion. La chimie de l'UltraSeal XT® hydro™ offre une vérification visuelle de la rétention des marges avec l'utilisation d'une lampe UV, lors du placement de la résine et des vistes de rappel. La lampe UV n'est pas comprise dans la trousse de l'UltraSeal XT® hydro™.

Indications d'emploi : Utilisez le scellant UltraSeal XT® hydro™ pour le scellage prophylactique des creux et des fissures.

Instructions pour gebruik:

Scellant pour creux et fissures

1. Fixez l'embout pinceau Inspiral® ou l'embout Blue Micro® à Ultra-Etch® 35%.

2. Fixez l'embout pinceau Inspiral® sur la seringue UltraSeal XT® hydro™.

3. Réiniez les fissures avec un détartrant pulvérisateur, un éponge diamantaire et un préparatif pour la préparation des creux et des fissures, un système de polissage prophylactique, un mélange d'eau et de farine de ponce, le Consensus Scrub® ou la pâte à prophylaxie UltraPro® Tx Pure Prophy Paste.

HINWEIS: UltraPro® Tx Pure Prophy Paste ou l'UltraSeal XT® hydro™ sont également disponibles pour nettoyer les fissures.

NOTE : La pâte à prophylaxie UltraPro® Tx Pure ou la farine de ponce peuvent être utilisées pour nettoyer les fissures.

4. Isoler les dents à traiter pour éviter la contamination par la salive.

5. Appliquer l'endurance pendant 20 secondes. (Figure 1). Rincez chaque dent.

6. Isolier les dents à traiter en utilisant des bandes Zahn, une éponge et un pinceau avec poudre de zinc pour empêcher la suie.

7. Lavez les dents avec de l'eau et laissez-les sécher.

8. Utilisez un mouvement de rotation pour appliquer la résine dans les fissures profondes. Évitez d'accumuler la résine en flaques. (Figure 3)

9. Utilisez l'éclairage VALO® LED pour nettoyer les fissures.

10. Verifiez l'endurance pendant 20 secondes. (Abbildung 4).

11. Puissez les rânes et ajustez-les pour éviter la décoloration, si nécessaire.

12. Utilisez l'éclairage VALO® LED pour nettoyer les fissures.

13. Utilisez l'éclairage VALO® LED pour nettoyer les fissures.

14. Utilisez l'éclairage VALO® LED pour nettoyer les fissures.

15. Utilisez l'éclairage VALO® LED pour nettoyer les fissures.

16. Utilisez l'éclairage VALO® LED pour nettoyer les fissures.

17. Utilisez l'éclairage VALO® LED pour nettoyer les fissures.

18. Utilisez l'éclairage VALO® LED pour nettoyer les fissures.

19. Utilisez l'éclairage VALO® LED pour nettoyer les fissures.

20. Utilisez l'éclairage VALO® LED pour nettoyer les fissures.

21. Utilisez l'éclairage VALO® LED pour nettoyer les fissures.

22. Utilisez l'éclairage VALO® LED pour nettoyer les fissures.

23. Utilisez l'éclairage VALO® LED pour nettoyer les fissures.

24. Utilisez l'éclairage VALO® LED pour nettoyer les fissures.

25. Utilisez l'éclairage VALO® LED pour nettoyer les fissures.

26. Utilisez l'éclairage VALO® LED pour nettoyer les fissures.

27. Utilisez l'éclairage VALO® LED pour nettoyer les fissures.

28. Utilisez l'éclairage VALO® LED pour nettoyer les fissures.

29. Utilisez l'éclairage VALO® LED pour nettoyer les fissures.

30. Utilisez l'éclairage VALO® LED pour nettoyer les fissures.

31. Utilisez l'éclairage VALO® LED pour nettoyer les fissures.

32. Utilisez l'éclairage VALO® LED pour nettoyer les fissures.

33. Utilisez l'éclairage VALO® LED pour nettoyer les fissures.

34. Utilisez l'éclairage VALO® LED pour nettoyer les fissures.

35. Utilisez l'éclairage VALO® LED pour nettoyer les fissures.

36. Utilisez l'éclairage VALO® LED pour nettoyer les fissures.

37. Utilisez l'éclairage VALO® LED pour nettoyer les fissures.

38. Utilisez l'éclairage VALO® LED pour nettoyer les fissures.

39. Utilisez l'éclairage VALO® LED pour nettoyer les fissures.

40. Utilisez l'éclairage VALO® LED pour nettoyer les fissures.

41. Utilisez l'éclairage VALO® LED pour nettoyer les fissures.

42. Utilisez l'éclairage VALO® LED pour nettoyer les fissures.

43. Utilisez l'éclairage VALO® LED pour nettoyer les fissures.

44. Utilisez l'éclairage VALO® LED pour nettoyer les fissures.

45. Utilisez l'éclairage VALO® LED pour nettoyer les fissures.

46. Utilisez l'éclairage VALO® LED pour nettoyer les fissures.

47. Utilisez l'éclairage VALO® LED pour nettoyer les fissures.

48. Utilisez l'éclairage VALO® LED pour nettoyer les fissures.

49. Utilisez l'éclairage VALO® LED pour nettoyer les fissures.

50. Utilisez l'éclairage VALO® LED pour nettoyer les fissures.

51. Utilisez l'éclairage VALO® LED pour nettoyer les fissures.

52. Utilisez l'éclairage VALO® LED pour nettoyer les fissures.

53. Utilisez l'éclairage VALO® LED pour nettoyer les fissures.

54. Utilisez l'éclairage VALO® LED pour nettoyer les fissures.

55. Utilisez l'éclairage VALO® LED pour nettoyer les fissures.

56. Utilisez l'éclairage VALO® LED pour nettoyer les fissures.

57. Utilisez l'éclairage VALO® LED pour nettoyer les fissures.

58. Utilisez l'éclairage VALO® LED pour nettoyer les fissures.

59. Utilisez l'éclairage VALO® LED pour nettoyer les fissures.

60. Utilisez l'éclairage VALO® LED pour nettoyer les fissures.

61. Utilisez l'éclairage VALO® LED pour nettoyer les fissures.

62. Utilisez l'éclairage VALO® LED pour nettoyer les fissures.

63. Utilisez l'éclairage VALO® LED pour nettoyer les fissures.

64. Utilisez l'éclairage VALO® LED pour nettoyer les fissures.

65. Utilisez l'éclairage VALO® LED pour nettoyer les fissures.

66. Utilisez l'éclairage VALO® LED pour nettoyer les fissures.

67. Utilisez l'éclairage VALO® LED pour nettoyer les fissures.

68. Utilisez l'éclairage VALO® LED pour nettoyer les fissures.

69. Utilisez l'éclairage VALO® LED pour nettoyer les fissures.

70. Utilisez l'éclairage VALO® LED pour nettoyer les fissures.

71. Utilisez l'éclairage VALO® LED pour nettoyer les fissures.

72. Utilisez l'éclairage VALO® LED pour nettoyer les fissures.

73. Utilisez l'éclairage VALO® LED pour nettoyer les fissures.

74. Utilisez l'éclairage VALO® LED pour nettoyer les fissures.

75. Utilisez l'éclairage VALO® LED pour nettoyer les fissures.

76. Utilisez l'éclairage VALO® LED pour nettoyer les fissures.

77. Utilisez l'éclairage VALO® LED pour nettoyer les fissures.

78. Utilisez l'éclairage VALO® LED pour nettoyer les fissures.

79. Utilisez l'éclairage VALO® LED pour nettoyer les fissures.

80. Utilisez l'éclairage VALO® LED pour nettoyer les fissures.

</div

