

Styleitaliano Compo-Brush Set

Item no. 4650-SET

Smile Line 
powered by : **STYLEITALIANO**
www.smileline.ch

- EN**
- Smile Line's black synthetic tapered filament allows for wonderful precision and contrast - Brush tips intended for indirect use
 - Rinse tips with acetone before first use
 - Bend them yourself for better ergonomics
 - For best durability: clean with acetone immediately after use
- DE**
- Smile Line schwarzer synth. Faser erlaubt aussergewöhnliche Präzision und Kontrast - Pinselspitzen für indirekter Verbrauch geeignet
 - Mit Aceton vor erstem Gebrauch reinigen
 - Biegen Sie die Pinselspitzen damit Sie perfekte Ergonomie erreichen
 - Pinselspitzen Lebensdauer Verlängerung: gleich nach Verbrauch mit Aceton reinigen
- FR**
- La fibre synthétique noire de Smile Line permet une précision supérieure avec le meilleur contraste - Têtes de pinceaux destinées pour usage indirect
 - Rincer les pointes à l'acétone avant utilisation
 - Vous pouvez aisément les plier
 - Prolongez leur durée de vie : immédiatement après usage, nettoyer avec de l'acétone
- ES**
- La fibra sintética negra de Smile Line permite una precisión superior con el mejor contraste - Puntas de pinceles destinadas para uso indirecto
 - Aclarar las puntas con acetona antes ed utilizar
 - Puntas : puede fácilmente plegarlas para más ergonomía
 - Prolongue su vida útil: inmediateamente después de uso, limpiar con acetona
- IT**
- La fibra sintetica nera della Smile Line permette una precisione superiore con il miglior contrasto - Punte di pennelli destinate ad uso indiretto
 - Sciacquare le punte in acetone prima dell'utilizzo
 - Punte : potete facilmente piegarle per una maggior ergonomia
 - Prolungate la loro durata : immediatamente dopo l'utilizzo, pulire con acetone
- PT**
- A fibra sintética preta da Smile Line permite uma precisão superior e um contraste formidável
 - Enxaguar pontas com acetona antes utilização
 - Pontas: você pode dobrá-las facilmente para obter mais ergonomias
 - Para uma maior durabilidade: limpar com acetona imediatamente após a sua utilização
 - Pontas de pincéis desenvolvidas para uso indireto

Refills:

Item no. 4651-ANT

Flat brush tips #Anterior, spare (50 pcs)

Item no. 4651-POST

000 Brush tips #Posterior, spare (50 pcs)

Styleitaliano Compo-Brush Set

Item no. 4650-SET

Smile Line 
powered by : **STYLEITALIANO**
www.smileline.ch

- EN**
- Smile Line's black synthetic tapered filament allows for wonderful precision and contrast - Brush tips intended for indirect use
 - Rinse tips with acetone before first use
 - Bend them yourself for better ergonomics
 - For best durability: clean with acetone immediately after use
- DE**
- Smile Line schwarzer synth. Faser erlaubt aussergewöhnliche Präzision und Kontrast - Pinselspitzen für indirekter Verbrauch geeignet
 - Mit Aceton vor erstem Gebrauch reinigen
 - Biegen Sie die Pinselspitzen damit Sie perfekte Ergonomie erreichen
 - Pinselspitzen Lebensdauer Verlängerung: gleich nach Verbrauch mit Aceton reinigen
- FR**
- La fibre synthétique noire de Smile Line permet une précision supérieure avec le meilleur contraste - Têtes de pinceaux destinées pour usage indirect
 - Rincer les pointes à l'acétone avant utilisation
 - Vous pouvez aisément les plier
 - Prolongez leur durée de vie : immédiatement après usage, nettoyer avec de l'acétone
- ES**
- La fibra sintética negra de Smile Line permite una precisión superior con el mejor contraste - Puntas de pinceles destinadas para uso indirecto
 - Aclarar las puntas con acetona antes ed utilizar
 - Puntas : puede fácilmente plegarlas para más ergonomía
 - Prolongue su vida útil: inmediateamente después de uso, limpiar con acetona
- IT**
- La fibra sintetica nera della Smile Line permette una precisione superiore con il miglior contrasto - Punte di pennelli destinate ad uso indiretto
 - Sciacquare le punte in acetone prima dell'utilizzo
 - Punte : potete facilmente piegarle per una maggior ergonomia
 - Prolungate la loro durata : immediatamente dopo l'utilizzo, pulire con acetone
- PT**
- A fibra sintética preta da Smile Line permite uma precisão superior e um contraste formidável
 - Enxaguar pontas com acetona antes utilização
 - Pontas: você pode dobrá-las facilmente para obter mais ergonomias
 - Para uma maior durabilidade: limpar com acetona imediatamente após a sua utilização
 - Pontas de pincéis desenvolvidas para uso indireto

Refills:

Item no. 4651-ANT

Flat brush tips #Anterior, spare (50 pcs)

Item no. 4651-POST

000 Brush tips #Posterior, spare (50 pcs)